

คำแนะนำในการใช้เลนส์ Rodenstock MyCon

สำหรับร้านแว่นตา

สารบัญ

1.	วัตถุประสงค์การใช้งาน.....	1
1.1	วัตถุประสงค์การใช้งาน และกลุ่มเป้าหมาย.....	1
1.2	โครงสร้างของเลนส์ MyCon.....	1
1.3	ข้อมูลเพิ่มเติม.....	2
2.	ข้อจำกัดในการใช้งาน และการใช้งานในทางที่ผิด.....	6
2.1	ค่าสายตา และการตั้งจุดศูนย์กลาง.....	6
3.	การใช้งานที่ถูกต้อง.....	7
4.	ความเสี่ยง และผลข้างเคียง.....	8

คำแนะนำในการใช้เลนส์ Rodenstock MyCon

สำหรับร้านแว่นตา

ในการขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้ขาย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ร้านแว่นตา มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ปลายทางทราบ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าผู้สวมใส่แว่นตา เกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้งาน ทั้งนี้ควรทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้ความเป็นมืออาชีพของคุณชี้ให้เห็นข้อจำกัด ในการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของคุณ ในระหว่างการให้คำปรึกษา

คุณสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเลนส์ Rodenstock ได้ตลอดเวลาที่

<https://www.rodenstock.de/de/de/instructions-for-use.html>


1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

1.1 วัตถุประสงค์การใช้งาน และกลุ่มเป้าหมาย


- เลนส์ MyCon เป็นเลนส์แว่นตาสำหรับเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 7 ถึง 14 ปี ใช้เพื่อแก้ไขสายตาสั้น และ/หรือช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้น ร่วมกับการแก้ไขสายตาเอียง ตลอดจนแก้ไขข้อผิดพลาดของตำแหน่งตาเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคทางสายตาในวัยผู้ใหญ่
- เลนส์ MyCon ออกแบบมาเพื่อใช้งานถาวรในแว่นตา
- เลนส์ MyCon ใช้สำหรับแก้ไขการมองเห็นระยะไกล เนื่องจากเด็กและวัยรุ่นมักมีความสามารถในการเพ่งที่เพียงพอ พวกเขาจึงมองเห็นได้คมชัดในทุกระยะ จนถึงระยะใกล้ด้วยแว่น MyCon

1.2 โครงสร้างของเลนส์ MyCon

- 1** พื้นที่การมองส่วนกลาง
การมองเห็นที่คมชัดในพื้นที่ส่วนกลาง



รูปที่ 1: โครงสร้างของเลนส์ MyCon



รูปที่ 2: การมองในแนวตั้ง เมื่อมองผ่านเลนส์ MyCon

- 2** พื้นที่เลนส์ด้านจมูก และความเบลอบริเวณด้านข้าง
ความเบลอในแนวนอนที่เกิดขึ้นบนเลนส์แว่นตานี้ ไม่สมมาตรกันระหว่างด้านจมูกและขมับ ความเบลอของด้านจมูกจะอยู่ที่ประมาณ 2.00 D
- 3** พื้นที่เลนส์ด้านขมับ และความเบลอบริเวณด้านข้าง
ความเบลอของด้านขมับจะอยู่ที่ประมาณ 2.50 D

1.3 ข้อมูลเพิ่มเติม

- หลักในคำนวณของเลนส์ MyCon คือค่าสายตามองไกล
- เลนส์ชั้นเดียวปกติ ช่วยแก้ไขสายตาสั้นและให้การมองเห็นที่คมชัดบริเวณส่วนกลาง แต่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของดวงตา หรือการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้น เลนส์เหล่านี้ทำให้แสงบริเวณขอบตกด้านหลังจอประสาทตา¹ ทำให้เกิดภาวะสายตาวาวบริเวณรอบนอก (peripheral hyperopia)² ดวงตาบางส่วนพยายามปรับตัวให้เข้ากับสิ่งกระตุ้นที่เกิดจากการเบลอของภาพบริเวณรอบนอก และเติบโตมากกว่าที่ต้องการ ทำให้เกิดภาวะสายตาสั้น



รูปที่ 3: การมองเห็นด้วยเลนส์ชั้นเดียวแบบทั่วไป (ซ้าย) การเบลอบริเวณรอบนอกสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของดวงตาบางส่วน ดวงตาพยายามปรับตัวให้ยาวขึ้น (ตรงกลาง) แต่ด้วยเลนส์ MyCon แสงจะหักเหที่บริเวณขอบเลนส์เพื่อให้อ่างตกกระทบกับบริเวณด้านหน้าของจอประสาทตา ซึ่งจะทำให้การเติบโตของดวงตาช้าลง (ขวา)

- ในระหว่างการพัฒนาเลนส์ MyCon ได้มีการศึกษาการศึกษาต่างๆ ซึ่งนำไปสู่ข้อสรุปดังต่อไปนี้
 - มีความเชื่อมโยงระหว่างการทำงานใกล้เป็นเวลานาน กับพัฒนาการของสายตาสั้น^{3, 4, 5, 6}
 - การหักเหของแสงบริเวณขอบนอก และความยาวของตา จะแตกต่างกันไปตามส่วนต่างๆ ของจอประสาทตา
 - จุลรวมแสงที่บริเวณด้านข้างของจอประสาทตา สามารถแสดงได้ถึงการเพิ่มขึ้น หรือ ไม่เพิ่มขึ้นของสายตาสั้น^{12, 13, 14}
 - สมมติฐานที่ว่าความเสี่ยงในการเกิดภาวะสายตาสั้นมีมากขึ้นเมื่อแสงบริเวณรอบนอกตกอยู่หลังจอประสาทตาทั้งหมดมองไกล^{8, 10} และมองใกล้ จึงมีการเสนอแนวคิดให้ “เริ่มต้นการรักษาเพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงสายตาสั้นโดยสิ้นเชิง โดยทำให้เกิดภาวะสายตาสั้นบริเวณรอบนอก (Peripheral Myopia)”¹⁵

นี่คือเหตุผลที่เลนส์ MyCon ใช้การกระจายกำลังแสงแบบไม่สมมาตรเพื่อให้ส่งผลดีต่อโพกัสรอบนอกและช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้น

- ประสิทธิภาพและคุณภาพประโยชน์: การศึกษาทางคลินิกแบบเป็นเวลา 5 ปี ในเด็กคอเคเซียนอายุ 7-14 ปี แสดงให้เห็นว่าเลนส์ที่ใช้จัดการสายตาสั้น เทียบได้กับหลักการของเลนส์ MyCon สามารถชะลอการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพถึง 40% นอกจากนี้ ความยาวของกระจกตายังสามารถลดลงได้ถึง 56% หลังจากผ่านไป 2 ปี และมากถึง 35% หลังจากผ่านไป 4 ถึง 5 ปี¹⁶
- การควบคุมสายตาสั้นในแว่นอน ช่วยลดผลกระทบของการมองเห็นที่พร่าเบลอได้
- แนะนำให้นัดหมายติดตามผลเป็นประจำเพื่อตรวจสอบความพอดีของแว่น ข้อมูลค่าสายตา และการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้น
- การจัดการสายตาสั้น - คำแนะนำเพิ่มเติม:
แนะนำให้ประเมินสุขภาพตา และนิสัยการมองเห็นของเด็กอย่างครอบคลุมในการนัดตรวจครั้งแรก เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงต่อสายตาสั้น

ประวัติการป่วย

แนะนำให้มีการทำประวัติการป่วย ทั้งนี้ต้องบันทึกข้อมูลนี้อย่างเป็นทางการ โดยคำนึงถึงรายละเอียดพื้นฐานดังต่อไปนี้ :

- ชื่อเต็มและนามสกุล
- อายุ
- เพศ
- เชื้อชาติ
- โรคระดับทั่วร่างกาย (Systemic diseases)
- ประวัติครอบครัว (ภาวะสายตาของพ่อแม่, ต้อหิน, จอประสาทตาเสื่อม เป็นต้น)

ประวัติอื่นๆ

- อายุที่เริ่มมีความผิดปกติของสายตา (ถ้ามี)
- ใช้การแก้ไขด้วยแว่น (ถ้ามี)
- วันที่ตรวจครั้งล่าสุด

ไลฟ์สไตล์

- ระยะเวลาที่ใช้เวลาอยู่ข้างนอก
- ระยะเวลาที่ใช้เวลาอยู่ในบ้าน / กับงานระยะใกล้

การทดสอบ

ตรวจวัดสายตาอย่างครอบคลุม

Rodenstock ขอแนะนำให้ทำการตรวจสุขภาพตาอย่างครบถ้วนในการนัดตรวจครั้งแรก ซึ่งรวมถึง:

- การวัดค่าสายตาแบบ Subjective (รวมกับการใช้ขยายขยายม่านตา ถ้าเป็นไปได้)
- การวัดความสามารถในการมองเห็นของตาข้างเดียวและสองตา ทั้งแบบที่มีและไม่มีแว่นแก้ไข

ความยาวของกระจกตา (ข้อมูลเพิ่มเติม)

- การวัดความยาวของกระจกตามีความสำคัญมากในการจัดการสายตาสั้น เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความแม่นยำสูง

- (สำหรับการติดตามความยาวของกระจกตาเป็นเพียงข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น ไม่ได้มีความจำเป็น
สำหรับการประกอบ MyCon)

การตรวจสุขภาพตา

ควรแนะนำให้เด็กที่มีภาวะสายตาสั้นผิดปกติไปพบจักษุแพทย์ (จักษุแพทย์ นกทัศนมาตร) เป็นประจำเพื่อตรวจ
สุขภาพตาโดยทั่วไป

- เลนส์ MyCon เป็นไปตามเกณฑ์ความเหมาะสมในการใช้งานบนท้องถนน ที่กำหนดโดย EN ISO 14889 และ 8980-3:2013
- การรับประกันความพึงพอใจสำหรับเลนส์ MyCon ใช้ได้เฉพาะกับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้และการใช้งานที่เหมาะสมเท่านั้น

ที่มา

- 1 Tabernero J, Vazquez D, Seidemann A, Uttenweiler D, Schaeffel F. Effects of myopic spectacle correction and radial refractive gradient spectacles on peripheral refraction. *Vision Res.* 2009
- 2 Smith EL 3rd. Prentice Award Lecture 2010: A case for peripheral optical treatment strategies for myopia. *Optom Vis Sci.* 2011
- 3 Rosenfield M, Gilmartin B. *Myopia and Near-work*: Butterworth-Heinemann; 1998.
- 4 Mutti DO, Mitchell GL, Moeschberger ML, Jones LA, Zadnik K. Parental myopia, near work, school achievement, and children's refractive error. *Invest Ophthalmol Vis Sci.* 2002
- 5 Saw SM, Tong L, Chua WH, Chia KS, Koh D, Tan DT, Katz J. Incidence and progression of myopia in Singaporean school children. *Invest Ophthalmol Vis Sci.* 2005
- 6 Ip JM, Saw SM, Rose KA, Morgan IG, Kifley A, Wang JJ, Mitchell P. Role of near work in myopia: findings in a sample of Australian school children. *Invest Ophthalmol Vis Sci.* 2008
- 7 Atchison DA, Pritchard N, White SD, Griffiths AM. Influence of age on peripheral refraction. *Vision Res.* 2005
- 8 Atchison DA, Pritchard N, Schmid KL. Peripheral refraction along the horizontal and vertical visual fields in myopia. *Vision Res.* 2006
- 9 Millodot M. Effect of ametropia on peripheral refraction. *Am J Optom Physiol Opt.* 1981
- 10 Seidemann A, Schaeffel F, Guirao A, Lopez-Gil N, Artal P. Peripheral refractive errors in myopic, emmetropic, and hyperopic young subjects. *J Opt Soc Am A Opt Image Sci Vis.* 2002
- 11 Verkicharla PK, Mathur A, Mallen EA, Pope JM, Atchison DA. Eye shape and retinal shape, and their relation to peripheral refraction. *Ophthalmic Physiol Opt.* 2012
- 12 Radhakrishnan H, Allen PM, Calver RI, Theagarayan B, Price H, Rae S, Sailoganathan A, O'Leary DJ. Peripheral refractive changes associated with myopia progression. *Invest Ophthalmol Vis Sci.* 2013
- 13 Faria-Ribeiro M, Queirós A, Lopes-Ferreira D, Jorge J, González-Méijome JM. Peripheral refraction and retinal contour in stable and progressive myopia. *Optom Vis Sci.* 2013
- 14 Schmid GF. Association between retinal steepness and central myopic shift in children. *Optom Vis Sci.* 2011

15 Lundström L, Mira-Agudelo A, Artal P. Peripheral optical errors and their change with accommodation differ between emmetropic and myopic eyes. J Vis. 2009

16 Tarutta EP, Proskurina OV, Tarasova NA, Milash SV, Markosyan GA. Otdalennye rezul'taty ochkovoĭ korrektsii s perifokal'nym defokusom u deteĭ s progressiruiushcheĭ miopieĭ [Long-term results of perifocal defocus spectacle lens correction in children with progressive myopia]. Vestn Oftalmol. 2019


2. ข้อจำกัดในการใช้งาน และการใช้งานในทางที่ผิด

2.1 ค่าสายตา และการตั้งจุดศูนย์กลาง

- เลนส์ MyCon ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อชะลอการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นในเด็ก อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการศึกษาที่ดำเนินการไปแล้ว ก็ไม่สามารถรับประกันการชะลอสายตาสั้นสูงสุดได้ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
- สถาบัน International Myopia Institute (IMI) กล่าวว่า วิธีที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการสายตาสั้น คือ แก้ไขสายตาสั้นอย่างถูกต้อง ให้ความรู้ และควบคุมปัจจัยเสี่ยง
- เลนส์ MyCon ช่วยให้ผู้สวมแว่นตาในช่วงการมองเห็นที่กว้างขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการเพิ่มขึ้นของภาพเบลอบริเวณรอบนอกแบบไม่สมมาตรในแนวนอน ทำให้อาจมีพื้นที่การมองเห็นที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับเลนส์ชั้นเดียวทั่วไป
- ไม่แนะนำให้ใช้เลนส์ MyCon สำหรับกรอบแว่นสายตาที่มีความโค้ง และมีมุมเทมาก
- เลนส์ข้อมสี MyCon มีไว้สำหรับใช้ในที่แสงจ้ามากและกลางแจ้ง ควรหลีกเลี่ยงการใช้เลนส์ข้อมสีในที่ร่ม เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าความเข้มและองค์ประกอบของแสงธรรมชาติมีผลในการป้องกันการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้น
- ประเด็นที่กล่าวไว้แสดงถึงข้อจำกัดในการใช้งาน ซึ่งเป็นเพียงแค่ว่าอย่างเท่านั้นไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ และมีอ้างอิงถึงในเนื้อหาของหัวข้อ "การใช้งานตามวัตถุประสงค์" และ "การใช้งานที่ถูกต้อง" อื่นๆ

3. การใช้งานที่ถูกต้อง

- เพื่อใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพของเลนส์ MyCon ได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้แน่ใจว่าเลนส์อยู่ตรงกลางไบหน้าของเด็กอย่างถูกต้อง ความพอดีของกรอบแว่นกับไบหน้าของผู้สวมใส่แว่นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
- ขนาดและศูนย์กลางของกรอบแว่นตาควรเป็นไปตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ :



รูปที่ 4: ตำแหน่งจุดประกอบและขนาดของกรอบแว่นที่แนะนำ

- ระยะห่างจากผิวหน้าของกระจกตาถึงด้านหลังของเลนส์แว่นตา (corneal vertex distance :CVD) ไม่ควรเกิน 14 mm
- ไม่ควรเปลี่ยนกรอบแว่นหลังจากที่ติดตั้งจุดประกอบเรียบร้อยแล้ว
- การติดตั้งจุดประกอบของเลนส์ MyCon เหมือนกับการประกอบในเลนส์ชั้นเดียวแบบ spherical และ aspherical คือ ให้จุดกึ่งกลางเลนส์ตรงกับจุดศูนย์กลางการหมุนของดวงตา (center of rotation)



รูปที่ 5: ทำทางของศีรษะระหว่างการตั้งประกอบตามข้อกำหนดจุดศูนย์กลางการหมุนของตา

- ต้องติดตั้งจุดประกอบเลนส์ตามข้อแนะนำ และต้องสอดคล้องกับพารามิเตอร์ที่ตั้ง เพื่อให้การคำนวณมีประสิทธิภาพสูงสุด
- เลนส์ MyCon คำนวณเช่นเดียวกับเลนส์ชั้นเดียวมาตรฐานแบบ spherical และ aspherical ซึ่งประกอบตามจุดศูนย์กลางการหมุนของดวงตา
- เลนส์ MyCon ได้รับการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนในจุดอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 8980-1 ก่อนส่งมอบให้กับร้านแว่นตา โดยจะแสดงข้อมูลค่าสายตาสั่งซื้อ และค่าสายตาที่วัดได้บนเลนส์ไว้ที่หน้าของเลนส์
- สำหรับเลนส์ MyCon จะมีการประทับตรา (Stamping) เพื่อทำเครื่องหมายว่าเป็นเลนส์ด้านขวาหรือด้านซ้าย รวมถึงจุดกึ่งกลางกึ่งกลางของเลนส์
- เลนส์ MyCon มีเครื่องหมายถาวร (Engraving) ซึ่งทำหน้าที่ระบุผู้ผลิตและประเภทเลนส์ ตลอดจนสร้างจุดอ้างอิงระยะทางขึ้นใหม่ โดยปกติแล้วรอยสลักจะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อถือเลนส์ผ่านแสงสว่าง/มืดเท่านั้น
- การสั่งซื้อเลนส์เพียงข้างเดียว หรือ การสั่งซื้อซ้ำสามารถทำได้ตามปกติ โดยในกรณีที่สั่งซื้อเลนส์เพียงข้างเดียว ขอแนะนำให้ส่งค่าสายตาของเลนส์อีกข้างเพื่อนำมาพิจารณาในการคำนวณเลนส์

- ต้องไม่จับคู่เลนส์ MyCon กับเลนส์อื่นๆ เพื่อให้ได้ผลการป้องกันตามที่ต้องการ และชะลอการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้น
- คู่มือเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลนส์ MyCon ได้ในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของ Rodenstock ฉบับปัจจุบัน ในงานวิจัย "MyCon by Rodenstock" และในโปรแกรมให้คำปรึกษาของ Rodenstock

4. ความเสี่ยง และผลข้างเคียง




เวลาที่ใช้ในการทำควมสั้นเคยกับแว่นตา MyCon อาจแตกต่างกันไปในเด็กแต่ละคน (โดยปกติคือหนึ่งถึงสองสัปดาห์)




ในขั้นต้น เนื่องจากการเบลอนในแนวนอน ทำให้เด็กสามารถรับรู้ถึงภาพบิดเบี้ยวในบริเวณรอบข้างของเลนส์ รวมกับการรับรู้ที่เปลี่ยนไป ฉะนั้นในช่วงของการปรับตัวให้เคยชินกับสภาพแวดล้อม จึงควรดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้อย่างระมัดระวัง:

- กิจกรรมกีฬาในโรงเรียน และกีฬาผาดโผน
- การปั่นจักรยาน และพาหนะอื่นๆ



ควรปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการป้องกันสายตาสั้น:

- ใช้เวลากลางแจ้งอย่างน้อยสองชั่วโมง
- หยุดพักเป็นประมื่อทำงานใกล้เป็นเวลานาน
- ทำงานในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ และใช้ระยะเวลาการทำงานที่เหมาะสม



Rodenstock แนะนำให้ติดตามความคืบหน้าของการรักษาอย่างสม่ำเสมอ

- ความถูกต้องของจุดประกอบบนแว่นตา MyCon
- ค่าสายตา
- การเพิ่มขึ้นของสายตาสั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู “คำแนะนำในการใช้งานเบื้องต้นของ Rodenstock”

ติดต่อเราได้ที่นี่

Rodenstock GmbH
Elsenheimerstraße 33
80687 Munich
www.rodenstock.com